

Restriction on use / Precautions for use

Tightening torques (use key (Ref. : ZOC102))

Screws	Torques (Nm)
V02I-0620 (3)	10
V03TI-0616 (4)	5
V02I-0825 (5)	15

- ⌚ Assemble the screws using normal (Ref. : Z31-243) locking compound
- ⌚ Mount the tube on the stop of the bore bottom
- ⌚ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ⌚ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- ⌚ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Cleaning / Storage

- ⌚ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⌚ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ⌚ Use a damp cloth to clean the product

Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

STARFLEX



100 kg

LPPR : VI4ZN20

Désignation

Genou polycentrique avec dispositif pneumatique de contrôle de la phase pendulaire

- ⌚ Poids : 990 g
- ⌚ Articulation montée sur roulements à billes

Destination

Genou entrant dans la réalisation de prothèses endosquelettiques de membres inférieurs

- ⌚ Limite de poids : 100 kg
- ⌚ Patient d'activité normale. Déplacements sans limite. Intérieur/extérieur.

Compatibilités

- En partie haute : connecteurs de la gamme STARFLEX
- En partie basse : tube Ø 30 mm

Connecteurs de la gamme STARFLEX (partie haute)



CA1
Pyramide mâle




CA3
Connecteur pour emboîture provisoire



CA7
Adaptateur à rotation avec ancre à couler grandes branches

Mise en place

Alignements théoriques



Prendre en compte la hauteur du talon.

Adjustments

Flexion/extension control

Adjustment of swing phase :

- Regulator (2) : screw (clockwise) raises the extension's return resistance



Adjustment of stance phase :

- Regulator (1) : screw (clockwise) raises the flexion's resistance


When screwing regulator, never tighten the screw completely.

Adjustment of proximal attachment

Angulation maximum : $\pm 5^\circ$



Spares parts



1	Stance phase regulator	
2	Swing phase regulator	
3	Tube screw	V02I-0620
4	Proximal attachment adjustment screw	V03TI-0616
5	Adaptor screw	V02I-0825
6	Adaptor	
7	SPS washer	V21-081313

Compatibility

- Proximal attachment : connector of the STARFLEX range
- Distal attachment : Ø 30 mm tube

Connectors in the STARFLEX range (upper section)



CA1
Male pyramid




CA3
Connector
for temporary fitting



CA7
Rotary adaptor with anchor
for cementing, large branches

Setting up

Theoretical alignments



Please observe the heel heights.

Réglages

Contrôle flexion/extension

Réglage de la phase pendulaire :

- Régulateur (2) : visser dans le sens horaire augmente la résistance au rappel à l'extension



Réglage de la phase d'appui :

- Régulateur (1) : visser dans le sens horaire augmente la résistance à la flexion


Ne pas forcer sur les régulateurs en fin de réglage.

Réglage de l'angulation du connecteur

Angulation maximum : $\pm 5^\circ$



Pièces détachées



1	Régulateur phase d'appui	
2	Régulateur phase pendulaire	
3	Vis de serrage de tube	V02I-0620
4	Vis de réglage de l'angulation de la tête	V03TI-0616
5	Vis de serrage d'adaptateur	V02I-0825
6	Adaptateur	
7	Rondelle SPS	V21-081313

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

Couple de serrage (utiliser la clé dynamométrique (Réf. : ZOC102))

Vis	Couple (Nm)
V02I-0620 (3)	10
V03TI-0616 (4)	5
V02I-0825 (5)	15

- ⌋ Monter les vis avec du frein filet normal (Réf. : Z31-243)
- ⌋ En partie basse, monter impérativement le tube en butée au fond de l'alesage
- ⌋ Le produit doit être utilisé dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ⌋ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre d'utilisation
- ⌋ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ⌋ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ⌋ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller. Nous conseillons toutefois de procéder à un contrôle tous les 6 mois
- ⌋ Nettoyer le produit avec un chiffon humide

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



LPPR : VI4ZN20

Designation

Polycentric knee with pneumatic swing phase control

- ⌋ Weight : 990 g
- ⌋ Joint assembly with roller bearings

Purpose

This knee articulation is used for the production of endo-skeletal lower limb prostheses

- ⌋ Weight limit : 100 kg
- ⌋ Patient with normal activity. Unlimited walking area. Indoor/outdoor use