

C50



### Désignation

Ensemble de genou dural avec étrier pour pilon. Le genou possède un verrou, et l'étrier est avec axe et siège pilote.

### Destination

Articulation entrant dans la fabrication de prothèse endosquelettique du membre inférieur pour des patients d'activité moyenne d'un poids ne dépassant pas 75 kg.

### Pièces détachées

	C50
Articulation de genou dural	
Rivet aluminium pour flasque	C5009

### Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ L'articulation de genou doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

### Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

### Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

### Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

C50



### Désignation

Ensemble de genou dural avec étrier pour pilon. Le genou possède un verrou, et l'étrier est avec axe et siège pilote.

### Destination

Articulation entrant dans la fabrication de prothèse endosquelettique du membre inférieur pour des patients d'activité moyenne d'un poids ne dépassant pas 75 kg.

### Pièces détachées

	C50
Articulation de genou dural	
Rivet aluminium pour flasque	C5009

### Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ↪ L'articulation de genou doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ↪ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ↪ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

### Entretien / Stockage

- ↪ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ↪ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

### Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

### Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

C50



### Designation

A duralium knee assembly with stirrup for a wooden leg. The knee has a lock and the stirrup has an axle and pilot seat.

### Purpose

Articulation used for endoskeletal prostheses for lower limbs.

### Spares parts

	C50
Duralium knee articulation	
Aluminium rivet for bearing plate	C5009

### Restriction on use / Precautions for use

- ⤿ The knee articulation must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ⤿ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved orthoprosthethist depending on the conditions of use
- ⤿ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

### Cleaning / Storage

- ⤿ Store the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⤿ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the orthoprosthethist depending on the patient concerned

### Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

*N.B.: In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in; incomplete forms cannot be dealt with.*

### EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.

C50



### Designation

A duralium knee assembly with stirrup for a wooden leg. The knee has a lock and the stirrup has an axle and pilot seat.

### Purpose

Articulation used for endoskeletal prostheses for lower limbs.

### Spares parts

	C50
Duralium knee articulation	
Aluminium rivet for bearing plate	C5009

### Restriction on use / Precautions for use

- ⤿ The knee articulation must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ⤿ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved orthoprosthethist depending on the conditions of use
- ⤿ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

### Cleaning / Storage

- ⤿ Store the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⤿ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the orthoprosthethist depending on the patient concerned

### Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

*N.B.: In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in; incomplete forms cannot be dealt with.*

### EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.